



MyLab™ X7VET **DIE PERFEKTE WAHL**

Die Kombination aus einer äußerst intuitiven und bedienungsfreundlichen Veterinär-Benutzeroberfläche, beeindruckender Bildqualität und fortschrittlichen Funktionen macht das MyLab™ X7VET zur perfekten Ultraschalllösung für anspruchsvolle Tierarztpraxen und Tierkliniken.

Intelligente Mess- und Auswertungsfunktionen, erweiterte Kardio-Qualitäten und nicht zuletzt der hochauflösende LED-Monitor mit IPS-Technologie garantieren schnelle und aussagekräftige Ergebnisse für verlässliche Diagnosen.



MyLabTMX7 VET



**Dedizierte VET-Software
und -Sonden**



**Windows® 10-
Systemplattform**



Schnellstart



Vollbild-Visualisierung




**Hochresponsiver
kapazitiver Touchscreen**



**Erkennung von Mikrovas-
kularisierungen mit microV**



Breites Sondenportfolio



Hund – linker Ventrikel – M-Mode



Hund – Gallengries – B-Mode

- **13 MHz Phased-Array-Sonde** für eine optimale Herzdiagnostik
- **Zero-Click EF** – automatische Berechnung der Ejektionsfraktion
- **ElaXto** – nicht-invasive Bewertung der Gewebeelastizität
- **CnTITM** – Spitzentechnologie für kontrastverstärkten Ultraschall (CEUS)
- **QPack** – multimodales Quantifizierungswerkzeug für CnTITM, Farb- und Power-Doppler
- **Umfassende Konnektivität** – erweiterte Optionen ermöglichen die gemeinsame Nutzung von Ultraschalluntersuchungen mit anderen, auch auf Tablets und Mobilgeräten