



MyLab™ X8VET **BEISPIELLOS EFFIZIENT**

Eine neue Ära im Veterinär-Ultraschall: Mit der neu entwickelten Systemsoftware und benutzerdefinierbaren Optionen hilft das MyLab™X8VET, Ihre Arbeitsabläufe zu beschleunigen.

Erzielen Sie schnellstmögliche Ergebnisse und profitieren Sie von dem breiten Funktionsspektrum der dedizierten Veterinär-Plattform.



NEVER STOP ELEVATING YOUR VET EXPERIENCE.



MyLabX8 VET



Dedizierte VET-Software und -Sonden



Windows® 10-Systemplattform



Leicht zu bewegen



Zero-Click-Technologie



Erkennung von Mikrovascularisierungen mit microV




Schnellstart




Vollbild-Visualisierung



Hochresponsiver kapazitiver Touchscreen



Katze – Nierenkortex – microV



Hund – Herz – Auswertung Strain-Analyse

- **Breites SONDENSPEKTRUM** bis zu 24 MHz für hochauflösende Bildergebnisse
- **Nadelverstärkung** – eine wertvolle Hilfe bei interventionellen Prozeduren
- **ElaXto** – nicht-invasive Bewertung der Gewebeelastizität
- **CnTI™** – Spitzentechnologie für kontrastverstärkten Ultraschall (CEUS)
- **QPack** – multimodales Quantifizierungswerkzeug für CnTI™, Farb- und Power-Doppler
- **Zero-Click EF** – automatische Berechnung der Ejektionsfraktion
- **Bis zu 5 Sondenanschlüsse** – schneller Sondenwechsel zur Anpassung an die anspruchsvollsten klinischen Umgebungen
- **easyMode* und easyColor*** – „One-Touch“-Bildoptimierung durch intelligente Echtzeit-Algorithmen
- **Integrierter Akku**** – ermöglicht einen autonomen Betrieb

* Patent angemeldet

** optional