

Magnifiez vos possibilités



Magnifico Vet, le résultat de 20 ans d'expérience en IRM vétérinaire

Magnifico Vet est basé sur la longue expérience et le succès d'esaote en IRM, dont la priorité est axée sur les besoins de ses clients. Magnifico Vet est doté d'une technologie développée dans le but de mieux répondre aux besoins des vétérinaires en terme d'efficacité diagnostique et de coût par examen. Magnifico Vet ambitionne de devenir une référence en IRM vétérinaire.



Facilité d'utilisation, flux de travail simplifié

Les systèmes d'IRM vétérinaire d'esaote sont connus pour être très faciles à utiliser et Magnifico Vet est fidèle à cette réputation. Son interface utilisateur dédiée vise à effectuer les examens sans perdre la flexibilité de personnaliser les acquisitions chaque fois que cela est nécessaire.



Positionnement aisé du patient

Structure ouverte du tunnel, positionnement libre des antennes, alignement laser, accès facile à la table d'examen. Tout contribue au positionnement facile, confortable et rapide des animaux de toutes tailles.



Dédié à l'IRM vet

Flux de travail simplifié et protocoles d'acquisition spécifiques pour des examens rapides, associés à un haut rendement sans compromettre la qualité du diagnostic. Pas de place pour l'improvisation, des protocoles dédiés pré-programmés accélèrent et simplifient vos activités quotidiennes.

Haute qualité d'image

L'optimisation des composants et la vitesse de calcul, combinés à des logiciels d'algorithmes pour l'acquisition des données et les technologies Speed Up et TR Reduction, garantissent une qualité excellente et constante avec des temps d'acquisition rapides.

Un large choix d'antennes dédiées offre des résultats optimaux et une excellente expérience pour le patient. La conception multicanaux permet d'obtenir un SNR élevé et une grande homogénéité de signal, résultant en une haute résolution spatiale.



ANTENNE
TÊTE



ANTENNE
PETITE TÊTE



ANTENNE
LARGE RACHIS
4 CANAUX



ANTENNE
RACHIS
(OPTIONNEL)



ANTENNE
TÊTE LARGE
(OPTIONNEL)



ANTENNE
RACHIS



ANTENNE
PETITS
ÉLÉMENTS
(OPTIONNEL)



Economies décisives


Magnifico Vet a été développé conformément à la philosophie IRM d'Esaoite qui combine qualité et coûts réduits :

- Mise en œuvre facile, un seul opérateur
- Faibles coûts d'exploitation : pas de cryogènes, standard 220 V pour une consommation maximum de 3 kW.



Installation compacte

Grâce à sa conception intelligente, l'unité de l'aimant avec blindage RF tiennent dans un espace de 20 m² (212 pieds carrés).



Exemple d'installation minimale



Garantie du cycle de vie de l'appareil

Service Client

Magnifico Vet est le nouvel IRM de référence d'Esaoite qui comprend toutes les caractéristiques et les avantages d'un IRM moderne : flux de travail intégré, télémaintenance et sécurité des données.

Prêt pour l'avenir

Magnifico Vet est le premier IRM vet à intégrer tous les caractéristiques comprises dans les IRM Esaoite eXP. De plus, le design modulaire facilite les améliorations futures afin de rester compétitif sur le marché.

